

## PC12-Molino de mortero

PC12-Molino de mortero\_

Tipo de recurso

Preparación de Muestras

El molino de mortero RM 200 tritura, mezcla y pulveriza por presión y fricción. El material a ser molido es empujado por un rascador entre el mortero en movimiento y la mano. Esta alimentación forzada garantiza que la cantidad completa de material sea sometida constantemente al proceso de molienda y fricción, y además mezclada intensamente. La mano no se encuentra en el centro del mortero, y rota automáticamente debido al contacto con el mortero rotatorio y el material. El peso propio de la mano y la presión graduable del muelle sobre el eje ejercen la fuerza necesaria para la molienda.

El molino de mortero RM 200 puede **mezclar y homogeneizar polvos, suspensiones y pastas**, incluso altamente viscosas. Este molino se emplea para la **preparación de muestras reproducibles para análisis posteriores**.