

# PC15-Tamizadora vibratoria

PC15-Tamizadora vibratoria\_

Tipo de recurso

Preparación de Muestras

**Marca: Retsch**

**Modelo: AS 200 Basic**

El equipo disponible en el CICT está ubicado en la dependencia A2-016.

La Tamizadora vibratoria de Retsch GmbH es un aparato de laboratorio. Es adecuada para el tamizado en seco y en húmedo de materiales granulados y dispersos en el rango granulométrico de 20  $\mu\text{m}$  a 25 mm.

Permite el análisis fácil y rápido de la distribución granulométrica de suelos, materiales de construcción, sustancias químicas y de muchas otras sustancias.

La Tamizadora vibratoria de Retsch GmbH se utiliza con éxito en prácticamente todas las áreas de la industria y la investigación en el marco del control de calidad, sobre todo en aquellas en las que se exige un alto nivel de fácil viabilidad, rapidez, precisión y reproducibilidad.

La AS 200 está especialmente concebida para tamices analíticos con un diámetro exterior de 100 mm a 203 mm. Para obtener un resultado óptimo de la medición, se recomienda utilizar exclusivamente tamices analíticos de la empresa Retsch GmbH.

Tipos de tamices analíticos.

Tamices