

AC05-Cromatógrafo de gases 3

Cromatógrafo de gases 3_

Tipo de recurso

Unidad de cromatografía

Marca: Shimadzu

Modelo: GC-2010 Plus ATF

El cromatógrafo de gases dispone de:

- · Doble puerto de inyección de columnas capilares Split/Splitless con control digital del flujo
- · Detector FID
- · Detector ECD-2010Plus
- · Detector TCD
- · Inyector automático AOC-5000 (PAL LHS2-SHIM) para inyección de líquidos (hasta 10µl) o espacio en cabeza “head-space” (hasta 2.5ml).
- · Helio como gas portador
- · Software libre “Shimadzu GCsolution” para el tratamiento de los resultados
- · Existe una lista de columnas capilares a disposición del usuario